



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОПТИ-ФРИ

Капли увлажняющие

OPTI-FREE

rewetting drops

Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните данную Инструкцию по применению для дальнейшего использования в случае возникновения проблем.

Для увлажнения мягких (гидрофильных) контактных линз, используемых в дневном и пролонгированном режимах ношения, а также с однодневными контактными линзами. Капли увлажняющие Опти-Фри безопасны и эффективны для пациентов с повышенной чувствительностью к тимеросалу (синоним – тиомерсал). В составе капель увлажняющих Опти-Фри отсутствует тимеросал и сорбиновая кислота. Для использования по рекомендации вашего врача-офтальмолога.

ОПИСАНИЕ:

Капли увлажняющие Опти-Фри – это стерильный, буферный, водный раствор, содержащий декстран 70 0,1%, натрия хлорид 0,6%, калия хлорид 0,12%, натрия борат 0,35%, гидроксипропилметилцеллюлозу 0,3%, ПОЛИКВАД™ (поликватерний-1) 0,001% в качестве консерванта, натрия гидроксид и/или концентрированную хлористоводородную кислоту для доведения pH, воду очищенную.

ДЕЙСТВИЕ:

Капли увлажняющие Опти-Фри увлажняют Ваши линзы и помогают удалить с поверхности глаза частицы, способные вызвать раздражение и/или дискомфорт.

ПОКАЗАНИЯ:

Капли увлажняющие Опти-Фри помогают уменьшить раздражение, дискомфорт и затуманивание зрения, которые могут быть вызваны подсыханием линзы в процессе ношения. Капли увлажняющие Опти-Фри могут использоваться с мягкими (гидрофильными) контактными линзами всех режимов ношения и сроков замены с целью:

- Увлажнения линз дневного ношения в течение дня
- Увлажнения линз пролонгированного режима ношения и однодневных линз по мере необходимости в процессе подсыхания в течение дня
- Увлажнения линз пролонгированного режима ношения, линз частой замены и однодневных линз перед сном

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам капель увлажняющих Опти-Фри.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Чтобы избежать загрязнения, не прикасайтесь к каким-либо поверхностям кончиком флакона.
- Закрывайте флакон после каждого использования.
- **ПРОБЛЕМЫ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ И СРЕДСТВАМИ ПО УХОДУ ЗА НИМИ МОГУТ ПРИВОДИТЬ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ГЛАЗ.**

ПРОБЛЕМЫ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ И СРЕДСТВАМИ ПО УХОДУ ЗА НИМИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ГЛАЗ. Очень важно следовать рекомендациям врача-офтальмолога и инструкциям по применению контактных линз для правильного использования и ухода за Вашими контактными линзами. **ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЯЗВУ РОГОВИЦЫ, МОГУТ РАЗВИТЬСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ; ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ ДИСКОМФОРТ В ГЛАЗАХ, ПОВЫШЕННОЕ СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗРЕНИЯ ИЛИ ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ, НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ЛИНЗЫ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ-ОФТАЛЬМОЛОГУ.**

- Лицам, использующим контактные линзы, необходимо регулярно посещать врача-офтальмолога. Если Ваши линзы пролонгированного режима ношения, врач-офтальмолог может рекомендовать Вам более частые визиты.
- Храните данное изделие в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Всегда мойте руки перед любыми манипуляциями с контактными линзами.
- Храните капли увлажняющие Опти-Фри при комнатной температуре.
- Не используйте после истечения срока годности, указанного на флаконе и упаковке.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

При ношении контактных линз могут возникнуть следующие побочные эффекты:

- Зуд и жжение (раздражение) глаз
- Повышенное слезотечение
- Необычные выделения из глаз
- Покраснение глаз
- Снижение остроты зрения
- Затуманивание зрения
- Повышенная чувствительность к свету (фотофобия)
- Сухость глаз
- Если Вы ощущаете дискомфорт в глазах, повышенное слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз, немедленно снимите линзы и обратитесь к врачу-офтальмологу.

Если после снятия линз эти симптомы прошли и линзы выглядят неповрежденными, тщательно очистите, промойте и продезинфицируйте их, и снова наденьте. Если симптомы сохраняются или линзы выглядят поврежденными, **НЕМЕДЛЕННО** обратитесь к врачу-офтальмологу. Не надевайте поврежденные линзы.

Любое из перечисленных выше состояний может свидетельствовать о серьезных заболеваниях глаз, таких как инфекция, язва роговицы, неоваскуляризация или ирит. Для того чтобы избежать серьезных повреждений глаз, незамедлительно обратитесь к врачу-офтальмологу для установления диагноза и получения лечения.

УКАЗАНИЯ:

Капли увлажняющие Опти-Фри могут использоваться по мере необходимости в течение дня. В случае возникновения незначительного раздражения, дискомфорта или затуманивания зрения при ношении линз, закапайте 1-2 капли в глаз и моргните 2-3 раза. Если после закапывания симптомы сохраняются, незамедлительно снимите линзы и обратитесь к врачу-офтальмологу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА:

СТЕРИЛЬНО.

Капли увлажняющие Опти-Фри в пластиковых флаконах. По 1 пластиковому флакону с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

ЛИНЗЫ:

Капли увлажняющие Опти-Фри показаны для использования с мягкими (гидрофильными) контактными линзами всех режимов ношения и сроков замены по рекомендации врача-офтальмолога.

Производитель:

“Алкон Лабораториз Инк.”, США
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX, 76134-2099, USA

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ/импортер:

ООО “Алкон Фармацевтика”.

Адрес ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:

125315, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел. +7(495)961-13-33.

© 2007, 2011, 2017 Alcon Inc.

Alcon